

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	サンプル	測定方法	SOP番号	変更点	変更日付	備考
基幹項目									
1 尿・糞便等一般検査									
	D 0 0 0	尿中一般物質定性半定量検査							
		尿中一般物質定性半定量検査(比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウロビリノゲン定性、ビリルビン、ケトン体、潜血反応)	尿		屈折計法 試験紙法	A3102-9021			
	D 0 0 1	尿中特殊物質定性定量検査							
		1 尿蛋白	尿		比色法(ビロガロール法)	A3102-0052			
		2 尿グルコース	尿		電極法	A3102-0056			
	D 0 0 2	尿沈渣 (鏡検法)							
		尿沈渣 (鏡検法)	尿		フローサイトメトリー法又は鏡検法	A3102-1540			
	D 0 0 3	糞便検査							
		7 糞便中ヘモグロビン	便		ラテックス凝集法	A3102-4476			
2 血液学的検査									
	D 0 0 5	血液形態・機能検査							
		2 網赤血球数	血液		Brecher法及びフローサイトメトリー法	A3102-0309			
		3 末梢血液像 (自動機械法)	血液		・半導体レーザーによるフローサイトメトリー法 ・シースフロー電気抵抗検出法	A3102-0313、A3102-0314			
		4 好酸球数	血液		半導体レーザーによるフローサイトメトリー法又は鏡検法	A3102-0310			
		5 末梢血液一般検査(赤血球数、白血球数、血色素測定(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)、血小板数)	血液		・シースフロー電気抵抗検出方式 ・半導体レーザーによるフローサイトメトリー法 ・SLS-Hb法 ・赤血球パルス波高値検出方式	A3102-0302、A3102-0301、 A3102-0303、A3102-0308、 A3102-0304			
		6 末梢血液像 (鏡検法)	血液		鏡検法	A3102-0313、A3102-0314			
		9 ヘモグロビン A1c (HbA1c)	血液		ラテックス凝集法	A3102-3317			
	D 0 0 6	出血・凝固検査							
		2 プロトロンビン時間 (PT)	血漿		Quick一段法	A3102-0331			
		4 フィブリノゲン定量	血漿		トロンビン法	A3102-0336			
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT)	血漿		エラジン酸活性化法	A3102-0334	試薬変更	2025/4/1より	
		11 フィブリン・フィブリノゲン分解産物 (FDP) 定量	血漿		ラテックス凝集法	A3102-0338			
		17 Dダイマー	血漿		ラテックス凝集法	A3102-3002			
3 生化学的検査 I									
	D 0 0 7	血液化学検査							
		1 総ビリルビン	血清		比色法(バジン酸酸化法)	A3102-0472			
		1 直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン	血清		比色法(バジン酸酸化法)	A3102-0473			
		1 総蛋白	血清		比色法(Biuret法)	A3102-0401			
		1	髄液		比色法(ビロガロール法)	A3102-0238			
		1 アルブミン	血清		比色法(BCP改良法)	A3102-0417			
		1 尿素窒素	血清		ウレアーゼ・GLDH・UV法	A3102-0409			
		1	尿		UV法(ウレアーゼ UV法)	A3102-0079			
		1 クレアチニン	血清	尿	酵素法	A3102-0413、A3102-0080			
		1 尿酸	血清	尿	酵素法	A3102-0407、A3102-0078			
		1 アルカリホスファターゼ (ALP)	血清		比色法 (IFCC法)	A3102-13067			

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	サンプル	測定方法	SOP番号	変更点	変更日付	備考
		1 コリンエステラーゼ (ChE)	血清		UV法(p-ヒド`ロキシ`ベン`ゾ`イルコリン基質法) JSCC標準化対応法	A3102-0491			
		1 γ-グルタミルトランスフェラーゼ (γ-GT)	血清		比色法(JSCC標準化対応法)	A3102-0484			
		1 中性脂肪	血清		酵素法	A3102-0454			
		1 ナトリウム及びクロール	血清	尿 髄液	電極法	A3102-0421、A3102-0425、 A3102-0101、A3102-0103			
		1 カリウム	血清	尿	電極法	A3102-0423、A3102-0102			
		1 カルシウム	血清	尿	比色法 (アルセナゾIII法)	A3102-0427、A3102-0104			
		1 マグネシウム	血清	尿	比色法 (キシリジルブルー法)	A3102-0431、A3102-0106			
		1 グルコース	血漿	血清	ヘキソキナーゼUV法	A3102-0503、A3102-0520			
		1	髄液		電極法	A3102-0239			
		1 乳酸デヒドロゲナーゼ (LD)	血清		UV法 (IFCC法)	A3102-13380			
		1 アミラーゼ	血清	尿	酵素法(Et-G7-PNP法)JSCC標準化対応法	A3102-0501、A3102-0077			
		1 ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)	血清		比色法(L-ロイシルp-ニトロアニド 基質法)	A3102-0485			
		1 クレアチンキナーゼ (CK)	血清		UV法(JSCC標準化対応法)	A3102-0497			
		1 鉄 (Fe)	血清		比色法	A3102-0435			
		1 不飽和鉄結合能 (UIBC) (比色法)	血清		比色法	A3102-0438			
		1 総鉄結合能 (TIBC) (比色法)	血清		比色法	A3102-0437			
		3 HDL-コレステロール	血清		酵素法(直接法)	A3102-0460			
		3 無機リン(及びリン酸)	血清	尿	酵素法	A3102-0429、A3102-0105			
		3 総コレステロール	血清		酵素法	A3102-0453			
		3 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST)	血清		UV法(JSCC標準化対応法)	A3102-0481			
		3 アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT)	血清		UV法(JSCC標準化対応法)	A3102-0482			
		4 LDL-コレステロール	血清		酵素法(直接法)	A3102-0410			
		4 蛋白分画	血清		電気泳動法(セルロース・アセテート膜)	A3102-0404			
		16 アンモニア	除蛋白上清		比色法(藤井・奥田法変法)	A3102-1269			
		17 グリコアルブミン	血清	血漿	酵素法	A3102-0396			
5 免疫学的検査									
	D 0 1 1 免疫血液学的検査								
		1 ABO血液型	血液		カラム凝集法 (試験管法)	A3102-0938			
		1 Rh(D)血液型	血液		カラム凝集法 (試験管法)	A3102-0939			
		2 Coombs試験(直接、間接)	血液		カラム凝集法 (試験管法)	A3102-1535、A3102-1536			
	D 0 1 2 感染症免疫学的検査								
		1 梅毒血清反応(STS)定性	血清		ラテックス凝集法及び凝集反応	A3102-0905			
		1 抗ストレプトリジンO (ASO) 定量	血清		ラテックス凝集比濁法	A3102-0731			
		4 梅毒トレポネーマ抗体定性	血清		ラテックス凝集法 及びPA法	A3102-0911			
		16 HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性	血清		CLIA法	A3102-35460			
	D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査								
		3 HBs抗原	血清		CLIA法	A3102-0740			
		3 HBs抗体	血清		CLIA法	A3102-0744			
		5 HCV抗体定性・定量	血清		ラテックス凝集法	A3102-3795			
			血清		CLEIA法	A3102-7389			

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	サンプル	測定方法	SOP番号	変更点	変更日付	備考
	D 0 1 4	自己抗体検査							
		2 リウマトイド因子(RF)定量	血清		ラテックス凝集比濁法	A3102-2490			
	D 0 1 5	血漿蛋白免疫学的検査							
		1 C反応性蛋白(CRP)	血清		ラテックス凝集法	A3102-0658			
		4 免疫グロブリン (IgG、IgA、IgM)	血清		免疫比濁法	A3102-0781、A3102-0782、A3102-0783			
		8 C3	血清		免疫比濁法	A3102-0863			
		8 C4	血清		免疫比濁法	A3102-0864			
6	微生物学的検査								
	D 0 1 7	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査							
		1 蛍光顕微鏡を使用するもの	喀痰	その他	蛍光法	A3103-8042			
		3 その他のもの	尿	喀痰	グラム染色、チールネルゼン法など	A3103-8026、A3103-8025、A3103-8042			
	D 0 1 8	細菌培養同定検査							
		1~5 細菌培養同定検査 (口腔・気道・呼吸器、消化管、血液・穿刺液、泌尿器・生殖器、その他)	尿	喀痰	Bergey's Manual 他に基づく同定法	A3103-8030	分析装置導入 (MALDI バイオタイパー)	2024/10/1より	血液培養同定検査
		嫌気性培養	尿	喀痰	Bergey's Manual 他に基づく同定法	A3103-8031	分析装置導入 (MALDI バイオタイパー)	2024/10/1より	血液培養同定検査
	D 0 1 9	細菌薬剤感受性検査							
		細菌薬剤感受性検査	尿	喀痰	CLSI準拠 微量液体希釈法 ディスク法	A3103-8034			
	D 0 2 0	抗酸菌分離培養検査							
		1 抗酸菌分離培養(液体培地法)	喀痰	その他	酸素感受性蛍光センサー法 (MGIT法)	A3103-6579			
		2 抗酸菌分離培養(それ以外のもの)	喀痰	その他	2%小川培地を使用	A3103-8044			
	非基幹項目								
11	尿・糞便等一般検査								
	D 0 0 1	尿中特殊物質定性定量検査							
		8 アルブミン定量(尿)	尿		免疫比濁法	A3102-66013、A3102-82			
	D 0 0 2 - 2	尿沈渣 (フローサイトメトリー法)							
		尿沈渣 (フローサイトメトリー法)	尿		フローサイトメトリー法又は鏡検法	A3102-1540			
	D 0 0 3	糞便検査							
		2 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)	その他		セロテープ法	A3102-66886			
		5 糞便中ヘモグロビン定性	便		ラテックス凝集法	A3102-6555			
	D 0 0 4	穿刺液・採取液検査							
		4 髄液一般検査 (細胞数、比重、グロブリン反応、細胞種類)	穿刺液		・鏡検法 ・比濁法 ・屈折計法	A3102-13002、A3102-0232、A3102-0233、A3102-0234、A3102-0236			
		5 精液一般検査	精液		鏡検法	A3102-13004			
12	血液学的検査								
	D 0 0 5	血液形態・機能検査							
		3 好酸球(鼻汁・喀痰)	未固定塗抹標本		鏡検法	A3102-7061			
	D 0 0 6	出血・凝固検査							
		10 アンチトロンビン活性	血漿		合成基質法	A3102-0342			
13	生化学的検査 I								

ISO 15189認定範囲 活動リスト

※活動リストに記載されていない分類は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

2025.04.01版

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	サンプル	測定方法	SOP番号	変更点	変更日付	備考
	D 0 0 7	血液化学検査							
		1 遊離コレステロール	血清		酵素法	A3102-0552			
		2 リン脂質	血清		酵素法	A3102-0464			
		6 リパーゼ	血清		酵素法	A3102-0502			
		25 フェリチン定量	血清		ラテックス凝集法	A3102-0891			
		28 KL-6	血清		CLEIA法	A3102-0147			
		38 ビタミンB12	血清		CLIA法	A3102-0576			
		41 葉酸	血清		CLIA法	A3102-0578			
		48 Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体	血清		CLEIA法	A3102-2891			
		58 プロカルシトニン(PCT)定量	血清		ECLEIA法	A3102-5762			
14	生化学的検査 II								
	D 0 0 8	内分泌学的検査							
		6 プロラクチン(PRL)	血清		CLIA法	A3102-2361			
		7 トリヨードサイロニン(T3)	血清		ECLIA法	A3102-6731			
		9 甲状腺刺激ホルモン(TSH)	血清		ECLIA法	A3102-4892			
		10 インスリン(IRI)	血清		CLIA法	A3102-3840			
		12 サイロキシン(T4)	血清		ECLIA法	A3102-7236			
		13 卵胞刺激ホルモン(FSH)	血清		CLIA法	A3102-2341			
		13 C-ペプチド(CPR)	血清	尿	ECLIA法	A3102-2241、A3102-0151			
		13 黄体形成ホルモン(LH)	血清		CLIA法	A3102-2331			
		14 テストステロン	血清		CLIA法	A3102-0645			
		15 遊離サイロキシン(FT4)	血清		ECLIA法	A3102-7238			
		15 遊離トリヨードサイロニン(FT3)	血清		ECLIA法	A3102-7237			
		15 コルチゾール	血清		CLIA法	A3102-2381			
		18 サイログロブリン	血清		ECLIA法	A3102-0659			
		20 脳性Na利尿ペプチド(BNP)	血漿		CLIA法	A3102-1759			
		21 ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量	血清	尿	ECLIA法	A3102-0646、A3102-0197			
		22 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント (NT-proBNP)	血清		ECLIA法	A3102-3550			
		24 プロゲステロン	血清		CLIA法	A3102-0644			
		30 骨型アルカリホスファターゼ(BAP)	血清		CLEIA法	A3102-6494			
		33 副甲状腺ホルモン(PTH)	血清		ECLIA法	A3102-3999	試薬変更	2025/4/1より	
		36 エストラジオール(E2)	血清		CLIA法	A3102-0642			
		41 エリスロポエチン	血清		CLEIA法	A3102-0833			
	D 0 0 9	腫瘍マーカー							
		2 癌胎児性抗原(CEA)	血清		CLIA法	A3102-0165			
		3 α-フェトプロテイン(AFP)	血清		CLIA法	A3102-0166			
		4 扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)	血清		CLIA法	A3102-4762			
		6 CA15-3	血清		CLIA法	A3102-0837			
		9 前立腺特異抗原(PSA)	血清		CLIA法	A3102-4679			
		9 CA19-9	血清		CLIA法	A3102-0746			
		10 PIVKA-II 定量	血清		CLIA法	A3102-2910			
		11 CA125	血清		CLIA法	A3102-0836			
		12 神経特異エノラーゼ(NSE)	血清		ECLIA法	A3102-3407			
		15 CA72-4	血清		ECLIA法	A3102-4798			
		17 サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	血清		ECLIA法	A3102-4075			
15	免疫学的検査								
	D 0 1 1	免疫血液学的検査							

ISO 15189認定範囲 活動リスト

※活動リストに記載されていない分類は、ISO15189の認定下の報告/証明としてご利用になれません。

2025.04.01版

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	サンプル	測定方法	SOP番号	変更点	変更日付	備考
		4 不規則抗体	血清	血液	カラム凝集法	A3102-35317			
	D 0 1 2	感染症免疫学的検査							
		4 マイコプラズマ抗体半定量	血清		PA法	A3102-4993			
		5 梅毒血清反応(STS)半定量	血清		ラテックス凝集法及び凝集反応	A3102-0922			
		6 梅毒血清反応(STS)定量	血清		ラテックス凝集法	A3102-13245			
		6 梅毒トレポネーマ抗体半定量	血清		ラテックス凝集法 及びPA法	A3102-0916			
		6 梅毒トレポネーマ抗体定量	血清		ラテックス凝集法	A3102-13244			
		7 アデノウイルス抗原定性(糞便)	便		イムノクロマトグラフィー法	A3102-4999			
		8 ロタウイルス抗原定性(糞便)	便		イムノクロマトグラフィー法	A3102-6599			
		12 ヘリコバクター・ピロリ抗体	血清		ラテックス凝集比濁法	A3102-13413			
		31 HTLV-1 抗体	血清		CLIA法	A3102-5060			
	D 0 1 3	肝炎ウイルス関連検査							
		4 HBe抗原	血清		CLIA法	A3102-0687			
		4 HBe抗体	血清		CLIA法	A3102-0688			
		6 HBc抗体半定量・定量	血清		CLIA法	A3102-0689			
	D 0 1 4	自己抗体検査							
		1 寒冷凝集反応	血清		HA法	A3102-7396			
		8 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)	血清		ラテックス凝集比濁法	A3102-6117			
		9 抗サイログロブリン抗体	血清		ECLIA法	A3102-2864			
		10 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	血清		ECLIA法	A3102-4025			
		24 抗シトルリ化ペプチド抗体定量	血清		CLIA法	A3102-7901			
		26 抗TSHレセプター抗体(TRAb)	血清		ECLIA法	A3102-3265			
	D 0 1 5	血漿蛋白免疫学的検査							
		4 血清補体価(CH50)	血清		免疫溶血濁度測定法	A3102-0889			
		10 非特異的IgE定量	血清		FEIA法	A3102-0785			
		11 β2-ミクログロブリン	血清	尿	ラテックス凝集法	A3102-12978、A3102-11240			
		13 特異的IgE半定量・定量	血清		FEIA法、CLEIA	A3102-4512、A3102-11458、A3102-11100	判定基準	2025/4/2より	
		19 TARC	血清		CLEIA法	A3102-7958			
		21 アトピー鑑別試験定性	血清		FEIA法	A3102-6801			
		30 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能	血液		EIA法	A3102-66368			
16		微生物学的検査							
	D 0 2 3 - 2	その他の微生物学的検査							
		2 尿素呼気試験(UBT)	呼気		IR法	A3102-3294			
17		遺伝子関連・染色体検査							
	b	病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS以外)							
		2 クラミジアトラコマチス核酸検出	泌尿器・子	尿又はう	リアルタイムPCR法	A3102-1018	測定機器 (cobas8800) 及び試薬変更	2024/4/1より	
		3 淋菌核酸検出	泌尿器・子	尿又はう	リアルタイムPCR法	A3102-1018	測定機器 (cobas8800) 及び試薬変更	2024/4/1より	
		4 HBV核酸定量	血清		リアルタイムPCR法	A3102-12890			
		5 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸検出	泌尿器・子	尿又はう	リアルタイムPCR法	A3102-1018	測定機器 (cobas8800) 及び試薬変更	2024/4/1より	
		6 マイコプラズマ核酸検出	喀痰	その他	LAMP法	A3103-66296			
		11 HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)	患部擦過物		リアルタイムPCR法	A3102-66276			
		13 結核菌群核酸検出	喀痰	その他	リアルタイムPCR法	A3103-8700			

大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	サンプル	測定方法	SOP番号	変更点	変更日付	備考
		14	マイコバクテリウム・アビウム及びイン トラセラー(MAC)核酸検出	喀痰	その他	リアルタイムPCR法	A3103-8700		
		15	HCV核酸定量	血清		リアルタイムPCR法	A3102-5147		
18	その他検査								
	B0012	特定薬剤治療管理料 (薬剤血中濃度測定)							
		ジギタリス製剤 (ジゴキシン)	血清		ラテックス凝集比濁法	A3102-0661			
		抗てんかん剤 (フェニトイン、フェノバル ピタール)	血清		ラテックス凝集比濁法	A3102-0663、A3102-0664			
		テオフィリン製剤	血清		ラテックス凝集比濁法	A3102-12974			
		ハロペリドール製剤、プロムペリドール 製剤	血清		金コロイド凝集法	A3102-3555、A3102-3576			
		リチウム製剤	血清		オクタプロモボルフィリンキレート法	A3102-66962			
		バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン	血清		ラテックス凝集比濁法	A3102-0392、A3102-0666			
		グリコペプチド系抗生物質 (バンコマイ シン)	血清		EIA法	A3102-7707			